

Termofor gumowy w pokrowcu pluszowym 2l APTEO, 1 szt.

Cena: 35,00 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 1 szt. |
| Postać | - |
| Producent | SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

Gumowy termofor o pojemności 2l w puszystym pluszowym pokrowcu, stosowany w celach leczniczych i profilaktycznych do miejscowego ogrzewania ciała i łagodzenia bólu. Dzięki pluszowemu pokrowcowi jest przyjemny i miły w dotyku, odpowiedni dla wrażliwej skóry.

Sposób użycia:

Termofor trzymać w pozycji pionowej za otwór wlewowy, co pomoże uniknąć rozpryskiwaniu się wody i powoli go napełnić do 3/4 objętości.

Za pomocą korka zakręcić termofor aby uniemożliwić wyciekanie wody.

Przed użyciem sprawdzić szczelność.

Termofor osiągnie maksymalną temperaturę po 5-10 minutach od napełnienia.

Po zakończeniu użytkowania odkręcić korek, wylać wodę i pozostawić termofor otwarty, skierowany wlewem w dół do całkowitego wysuszenia.

Ostrzeżenia:

Do napełniania termoforu nie używać wrzącej wody - może to spowodować uszkodzenie termoforu.

Unikać silnego nacisku np. siadania na termoforze - może to spowodować pęknięcie.

Nie używać wyrobu gdy jest uszkodzony lub w przypadku pojawienia się wad lub uszkodzeń, które pojawią się na jego powierzchni. Nie stosować maści zawierających oleje lub składniki szkodliwe dla gumy na części ciała, które będą miały kontakt z termoforem. W takiego przypadku kontaktu umyć termofor wodą z mydłem.

Wyrób nie może być stosowany przez osoby z zaburzeniami poznawczymi i u niemowląt. U dzieci stosować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

Nie umieszczać w kuchence mikrofalowej.
Termoфор napęłniony gorąca wodą może spowodować oparzenia

Pokrowiec: pluszowy

Pojemność: 2L

Kolor: szary

Czyszczenie:

W przypadku zabrudzenia, termoфор i (lub) pokrowiec myć letnią wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od źródeł ciepła i i bezpośredniego światła słonecznego.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.