

Dr Scott Migająca szczoteczka do zębów z minutnikiem



Cena: 13,21 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

włose Premium Tynex DuPont, minutnik, myj zęby dopóki miga, miga przez 1 minutę, dla dzieci

Stosowanie

Dentyści zalecają wymianę szczoteczki co najmniej co 3 miesiące.

Nadzoruj mycie zębów dziecka, aby zapewnić odpowiednią technikę szczotkowania.

Tylko do szczotkowania zębów.

Nie żuć włosia.

Szczoteczka nie jest zabawką.

Używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Przeciwwskazania

OSTRZEŻENIE!

Przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte lub spowodować zakrztuszenie.

Nie dezynfekować alkoholem.

Powyższe informacje zachować na przyszłość.

Dyrektywa 2013/56/UE

Przed wyrzuceniem szczoteczki wyjmij zużyte baterie i wyrzuć je do odpowiedniego pojemnika

Producent

Hydrex Diagnostic Sp. z o.o. Sp. k.

Ważne

Sprawdzone bezpieczeństwo
Zgodnie z dyrektywą EMC 2004/108/EC

DuPont Tynex to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe F.T. du Pont de Nemours and Company i oddziałów.

Opis

Dr Scott Migająca szczoteczka do zębów z minutnikiem

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.