

GUM Ortho Floss Nić do czyszczenia stałych aparatów ortodontycznych



Cena: 23,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SUNSTAR EUROPE S.A.
Rejestracja	
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Wskazania

NIĆ DENTYSTYCZNA specjalnie zaprojektowana dla osób noszących aparaty ortodontyczne, NIĆ ROZSZERZA SIĘ, aby wypełnić szerokie przestrzenie, USUWA PŁYTKĘ z przestrzeni między zębami i pod linią dziąseł, gdzie szczoteczka do zębów nie może dotrzeć, WBUDOWANA PRZEWLECZKA pomaga w łatwym i wygodnym wprowadzaniu nici

Stosowanie

- 1) Wyciągnij nić.
- 2) Chwyć nić na środku zielonej przewleczonej i przetnij.
- 3) Jeżeli rozwinięto zbyt dużo nici, obróć pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Producent

Sunstar Iberia SLU

Opis

GUM Ortho Floss Nić do czyszczenia stałych aparatów ortodontycznych