

Help4skin Brodawki i kurzajki 50 ml



Cena: 57,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 ml
Postać	-
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Preparat do usuwania kurzajek i brodawek Help4Skin to wyrób medyczny wykorzystujący krioterapię (opatentowana metoda VERUKILL) pozwalającą na wymrożenie niepożądanych zmian do korzenia.

Aktywacja Help4Skin jest łatwa i szybka, trwa zaledwie 1 sekundę. Jednorazowe aplikatory zapewniają bezpieczeństwo użytkowania produktu i eliminują ryzyko przenoszenia wirusa.

Działanie produktu widoczne jest już po 1 użyciu.

Skład:

Dimetyloeter i płynny propan.

Wskazania:

Preparat Help4Skin brodawki i kurzajki jest wskazany do stosowania zarówno u dorosłych jak i u dzieci (powyżej 4 roku życia). Wyrobu wystarcza na wykonanie 12 aplikacji.

Działanie:

Preparat Help4Skin w bezpieczny i sposób pozwala całkowicie wymrozić brodawki i kurzajki w domowych warunkach. Zabieg trwa krótko a zamrożona brodawka stopniowo zanika lub odpada po 10 dniach od zaaplikowania produktu. Po odpadnięciu zmiany w jej miejscu pozostaje nowy naskórek.

W trakcie zabiegu metodą krioterapii VERRUKILL miejsce które będzie miało kontakt z preparatem stanie się białe i może pojawić się niewielkie uczucie bólu i pieczenia, co jest normalne.

W przypadku zwykłych brodawek i kurzajek, na ich usunięcie wystarcza zazwyczaj jeden zabieg, jeśli jednak nie nastąpi poprawa, można

go powtórzyć. (po 2 tygodniach od wykonania pierwszego zabiegu). Jeśli po 4 próbie brodawka lub kurczajka nie zniknie należy zgłosić się do lekarza.

Gdy zabieg ma być przeprowadzony na skupisku brodawek, zaleca się robić go na każdej osobno oraz z zachowaniem dwutygodniowych odstępów.

Czas zabiegu uzależniony jest od rodzaju i wielkości zmiany. W przypadku zwykłych brodawek i kurczajek jest to 10-20 sekund (zależnie od wielkości), dla brodawek podeszwy jest to 20-40 sekund (niezależnie od wielkości).

Po wykonaniu zabiegu, aby uniknąć zarażenia skóry wirusem należy odczekać 3 minuty i zdjąć wykorzystany aplikator używając do tego chusteczki.

Opakowanie: 50 ml

Składniki

Dimethyl Ether, Liquid Propane Gas

Stosowanie

Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Opis

Help4skin Brodawki i kurczajki 50 ml

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

