

Aspirator elektroniczny do nosa VITAMMY Colibri, 1 szt.

Cena: 79,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	NOVAMED SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis

Aspirator bateryjny Vitammy Colibri to wyrób przeznaczony jest do stosowania u dzieci, którym zapchany nos utrudnia oddychanie, a nie umieją go jeszcze wydmuchać i potrzebują pomocy osób trzecich i urządzeń takich jak aspiratory.

Vitammy Colibri ma dużą moc ssania, ale to użytkownik decyduje jaka moc będzie odpowiednia i jak aspirator będzie użyty. Wydzielinę z nosa można odciągać etapami lub w sposób ciągły. Urządzenie pracuje cicho, co pozwala na używanie go nawet gdy dziecko śpi bez zakłócania jego snu.

Produkt posiada 2 miękkie, silikonowe końcówki, które mogą być stosowane w przypadku kataru różnego pochodzenia i przy różnym stopniu gęstości wydzieliny. Aspirator można stosować u dzieci w wieku 0 - 12 lat.

- Końcówka o węższym przekroju - przeznaczona dla mniejszych dzieci oraz przy rozwodnionej i cieknącej z nosa wydzielinie.
- Końcówka o szerszym przekroju - przeznaczona dla starszych dzieci oraz przy gęstej wydzielinie z nosa.

Aspirator jest łatwy w utrzymaniu czystości, co jest istotne ze względu na charakter użytkowania. Niektóre części, jak np. zbiornik na wydzielinę, głowica, końcówki do aspiratora, można wyczyścić po każdym zastosowaniu przy użyciu wody z detergentem i dokładne osuszenie.

Kształt urządzenia dostosowany jest do potrzeb osoby, która odciąga katar, wygodnie leży ono w dłoni a przycisk ON/OFF łatwo jest zlokalizować pod opuszką palca.

Podczas odciągania kataru dziecko zachowuje normalną pionową postawę, nie musi wyginać głowy ani kłaść się.

Parametry techniczne:

Zasilanie: baterie AA, 1,5V

Wymiary: 50,6 x 92,7 x 170,8mm

Waga: 146 g (bez baterii)
Moc ssąca: 400 mmHg (53,3 kPa)
Ciśnienie akustyczne: około 75 dB

Zawartość opakowania:

- aspirator Vitammy Colibri,
- 2 elastyczne silikonowe końcówki,
- 2 baterie AA, 1,5V,
- karta gwarancyjna,
- instrukcja obsługi w języku polskim.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.