

Opatrunek UrgoClean Ag 10 x 10cm, 1 szt.

Cena: 24,77 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Emplastry antimicrobiotica

Opis produktu

Opatrunek antybiofilmowy wykorzystujący technologię TLC wzbogaconą siarczanem srebra uwalniającym jony srebra który w kontakcie z wysiękiem z rany (stąd nazwa TLC Ag).

Produkt zbudowany z włókien poliakrylanu oraz matrycy TLC Ag, co zapewnia działanie antybiofilmowe oraz kompleksowe działanie oczyszczające, wskazany jest do stosowania na rany z objawami miejscowej infekcji lub z ryzykiem zakażenia, z biofilmem lub z martwicą rozpuszczalną.

Wykazuje działanie przeciwbakteryjne o szerokim spektrum już po 30 minutach wobec głównych szczepów - przebadane na 40 szczepach bakteryjnych kolonizujących ranę, w tym szczepach opornych na antybiotyki (MRSA, VRE, bakterie wytwarzające β -laktamazy).

Wskazania:

- na rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej
- na rany ostre: oparzenia, rany pourazowe, rany chirurgiczne

Właściwości:

- wykazuje silne działanie antybiofilmowe i antybakteryjne m.in. wobec Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes i Pseudomonas aeruginosa,
- dzięki żelującej matrycy TLC, utrzymującej optymalnie wilgotne środowisko pozwala na bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku
- wykazuje kompleksowe działanie oczyszczające (usuwa wysięk z rany, martwicę rozpuszczalną i obumarłe tkanki)
- dzięki synergii działania włókien poliabsorbentu (poliakrylanu) i jonów Ag⁺ usuwa biofilm i zapobiega jego rekonstrukcji
- miejscowo zwalcza zakażenie, zmniejszając liczbę bakterii w ranie
- może być używany w terapii kompresyjnej
- produkt przebadany klinicznie

Sposób aplikacji:

Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej. W przypadku wcześniejszego zastosowania antyseptyku, przepłukać solą fizjologiczną

Po 4 tygodniach stosowania opatrunek UrgoClean AG można zastąpić opatrunkiem UrgoStart Plus Pad.

Rozmiar: 10x10 cm

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.