

Termometr bezdotykowy BOBO-SCAN



Cena: 94,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wstęp

Bezdotykowy termometr na podczerwień BOBO-SCAN przeznaczony do stosujemy do pomiaru temperatury ciała.

Wyrób wskazany jest do monitorowania temperatury w przypadku przypuszczenia choroby, po przebytej chorobie, w okresie rekonwalescencji po operacji. Można także użyć go w celu pomiaru podczas podróży, w warunkach nadmiernego stresu, podczas ćwiczeń, wędrówek lub wyczerpującej aktywności fizycznej.

Właściwości:

- Pomiar temperatury ciała z odległości 3-5 cm od czoła.
- Rzetelny i stabilny pomiar dzięki systemowi podczerwieni.
- Alarm podwyższonej temperatury przy temperaturze powyżej 38°C (100.4°F).
- Pamięć 32 ostatnich pomiarów.
- Podświetlany wyświetlacz.
- Temperatura wyświetlana w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.
- Automatyczne wyłączenie po 30 sekundach.
- Długi czas eksploatacji urządzenia (40,000 pomiarów).
- Prosty w obsłudze.
- Może służyć do pomiaru temperatury powierzchni (np.: pokarmu w butelce, wody w waniece, pożywienia)

Parametry techniczne:

- Odległość pomiaru: 3-5 cm
- Zasilanie: 1 bateria CR2032
- Wymiary: 125 x 49 x 27 mm
- Tryb pomiaru: Pomiar temperatury ciała i powierzchni
- Warunki pracy: temp: 10°C - 40°C wilgotność: 85% R.H.
- Warunki transportu i przechowywania: temperatura -20-55°C, wilgotność względna ≤85%

Zakres pomiaru trybie pomiaru temperatury ciała: 32,0°C-42,9°C
Zakres pomiaru trybie pomiaru temperatury powierzchni: 0,0°C-60,0°C
Dokładność pomiaru: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (35,0°C-42,0°C)
Alarm gorączkowy: Tak - 38,0°C
Pamięć: 32 pomiary
Autowylączenie: po 30 sekundach

Zawartość opakowania:

- termometr,
- bateria CR2032,
- instrukcja użycia,
- plastikowe etui.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.