

# Pulsoksymetr napalcowy YK-81C REHAFUND

Cena: 90,00 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	RECEPTURY BABUSZKI AGAFII
Rejestracja	

## Opis produktu

Pulsoksymetr napalcowy YK-81C do szybkiego, łatwego i bezinwazyjnego pomiaru pulsu (PR) i poziomu tlenu we krwi (SpO2), pozwalający na bieżąco kontrolować zmiany poziomu ilości tlenu we krwi.

### Polecany do stosowania przez:

- osoby starsze (60+) wymagające stałej opieki
- osoby pracujące przez ponad 12 godzin w hermetycznych pomieszczeniach
- osoby chcące sprawdzić czy mają prawidłowy poziom tlenu we krwi.

**Uwaga:** pomalowane lakierem lub sztuczne paznokcie mogą dać zafałszowany wynik testu.

### Charakterystyka:

- wygodny w obsłudze - po nałożeniu na palec i naciśnięciu przycisku wynik pojawia się automatycznie w ciągu kilku sekund
- lekki – waży zaledwie 50 g (razem z bateriami)
- duży, dwukolorowy wyświetlacz typu OLED z 6 trybami orientacji ekranu (istotne np. dla osób leworęcznych)
- sygnalizacja dźwiękowa pulsu podczas pomiaru (może być wyłączona), alarm dźwiękowy po przekroczeniu ustawionego górnego lub dolnego zakresu poziomu saturacji i tętna (może być wyłączona)
- wykres kształtu fali SpO2 na ekranie (może pomóc wykryć zaburzenia w pracy serca), słupkowy wskaźnik aktywności pulsu i stan baterii
- automatyczne wyłączenie po 8 sekundach braku sygnału
- niski pobór energii
- eliminacja wpływu ruchu na pomiar
- guma medyczna pozbawiona substancji toksycznych oraz alergizujących w miejscu kontaktu z palcem
- w zestawie: 2 baterie AAA, smycz na szyję, instrukcja obsługi w języku polskim

### Dane techniczne:

Typ wyświetlacza: OLED

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 58 x 36 x 33 mm

Zakres pomiaru saturacji: 70 - 99% ( $\pm$  2% przy  $>70\%$ ):  
Zakres pomiaru tętna: 30 - 240 bpm ( $\pm$  1% przy  $>100\text{bpm}$ ):  
Zasilanie: 2 baterie AAA  
Czas żywotności baterii: do 40 h